



CB系列天平是一款性价比较高的产品。 不锈钢秤盘, 密封的按键和整体化的外壳使CB容易清洁和保护内部部件免受灰尘渗入。 过载保护防止过载带来的损坏。 它体积小便于储存和运输。 内置电池让你可以在任何地方使用它, 自动关闭功能可以更省电。

## 便携性和功能性的结合



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 轻巧的设计方便运输和携带
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡, 以获得最佳的称量结果
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 简单的操作功能几乎不需要进行培训
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 低电量指示灯提醒用户需要更换电池

### 应用程序

- 称重

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里, 艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品, 赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了: 快速、稳定、物超所值。

型号	CB 501	CB 1001	CB 3000
量程	500g	1000g	3000g
精度	0.1g	0.1g	1g
秤盘大小	130mm ø		
称量单位	g, lb, oz		
稳定的时间 (秒)	2		
校准	外部校准		
显示	LCD 与 12mm 高位数		
电源	2节AA电池 / 可选 6VDC 200mA 适配器		
工作温度	0° 到 40°C		
外壳	ABS塑料		
整体尺寸	160x205x45mm (宽×深×高)		
净重量	0.4kg		

## 配件

物料编号.....	说明
700400120....	6VAC适配器
700230015....	防护罩
700660290....	检定证书
700100060....	M1 500g 校准码
700100029....	M1 1kg 校准码

由提供