




Die Dune Kompakt Waage bietet ein schnelles und einfaches Wiegen mit einem leichten, stromlinienförmigen Design. Mit ihrer einfachen, drei-Tasten-Bedienung und robuste Kunststoff-Konstruktion ist die Dune eine kluge Wahl für Labors, Schulen, Küchen, Büros oder veterinärmedizinischen Einrichtungen. Die Ergebnisse werden auf einem großen Bildschirm geliefert, und automatischer Kalibrierung erfolgt über die Tastatur. Leicht zu transportieren, die Dune wird mit Batterie oder Netzteil betrieben.

Ihr Helfer für einfache Wägeanwendungen
in Büro, Schule, oder Labor



Merkmale und Funktionen

- Große kontrastreiche Anzeige, auch aus der Distanz gut lesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Leichte, handliche Bauweise
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Große Wägeplatte
- Automatisches Abschalten spart Energie
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Netzbetrieb (Adapter inklusive) und Batteriebetrieb (nicht mitgeliefert)



DCT 302

Anwendungen

- Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Kapazität	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
Ablesbarkeit	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Linearität (+/-)	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	4g
Größe Wägeplatte	100mm ø	145x145mm				
Wä geeinheiten	g, oz		g, lb, oz			
Tarierbereich	Gesamter Umfang					
Stabilisierungszeit (sec)	2					
Kalibrierung	Extern					
Anzeige	LCD mit 15mm Ziffernhöhe					
Stromversorgung	12VAC 50/60Hz 150mA adapter (inkl.) / 6 x AA Batterien (opt.)					
Betriebstemperatur	0° bis 40°C					
Gehäuse	ABS Kunststoff					
Windschutz	Rechteckig 145x148x120mm	k.A.				
Gesamtabmessungen	147x208x150mm (BxTxH)					
Nettogewicht	0.5kg					

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700660290	Adam Kalibrierschein
700100012.....	F1 200g Kalibriergewicht
700100010	F1 2kg Kalibriergewicht
700100030	M1 2kg Kalibriergewicht
700100060	M1 500g Kalibriergewicht
700100072.....	M1 200g Kalibriergewicht

Bestellen