




Die Equinox Analysenwaagen liefern eine bemerkenswerte Präzision, um detaillierte Tests in Laboren durchführen zu können. Die Equinox ist ideal für die Bereiche Forschung, Qualitätssicherung, Wissenschaft und Ausbildung sowie für Produktions- und Fertigungsanwendungen, die außergewöhnlich präzise Ergebnisse benötigen. Die Equinox besitzt ein farbiges Touchscreen-Display für intuitive Bedienung, icon-gesteuerte Menüs sowie leicht zugängliche Anwendungen und Funktionen.

***Intuitive Bedienfunktionen für Fachleute;
entwickelt für fortgeschrittene Anwendungen***



Merkmale

- Großes, ansprechendes 5" 800x480 Pixel Touchscreen-Display
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Host zum Verwenden eines USB-Sticks
- Netzadapter inklusive
- Eingebauter Speicher zum Sichern von Produkten und Einstellungen
- Externe Kalibrierung erlauben Überprüfung und Justierung mit Gewichten
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Mehrsprachige Anzeige erlaubt Einsatz in vielen Regionen weltweit
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen
- Summenspeicher
- Dichtebestimmung
- Höchstwert halten
- Rezeptieren
- Statistiken
- Textile

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

Modell	EAB 125i	EAB 225i	EAB 124i	EAB 224i	EAB 314i	EAB 414i	EAB 514i	EAB 124e	EAB 224e	EAB 314e
Kapazität	62g / 120g	82g / 220g	120g	220g	310g	410g	510g	120g	220g	310g
Ablesbarkeit	0.01mg / 0.1mg	0.01mg / 0.1mg	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g
Wiederholbarkeit	0.03mg / 0.1mg	0.05mg / 0.1mg	0.0002g							
Linearität	0.08mg / 0.2mg	0.1mg / 0.2mg	0.0003g	0.0003g	0.0004g	0.0005g	0.0005g	0.0003g	0.0003g	0.0004g
Mindestgewicht	60mg / 200mg	100mg / 200mg	400mg							
Größe Wägeplatte	80mm ø									
Wägeeinheiten	g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, benutzerdefinierte Einheit									
Stabilisierungszeit (sek.)	6		4							
Kalibrierung	RS-232, USB									
Anzeige	Interne automatische							Extern		
Stromversorgung	Touchscreen mit 13mm Ziffernhöhe									
Betriebstemperatur	24VDC 1A Adapter									
Schnittstelle	10° bis 30°C									
Gehäuse	ABS Kunststoff									
Windschutz	Kammer 192 x 195 x 230mm									
Gesamtabmessungen	224 x 374 x 338mm									
Nettogewicht	7.2kg									

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

104008036 AVT Antivibrationstisch

1060014262 Dichte-Kit

700100410 ABI-1 Ionisator

3012014259 In-Use-Nassabdeckung

3074010267 USB-Kabel

3014011014 RS-232-Kabel MF

1120014641 AIP Anschlagdrucker

1129915779 ATP2 Thermodrucker

3126011263 ATP2 Papier

3126011281 ATP2 Papier (x10)

3014013041 Kabel für Sicherheitsschloss

600002028 AdamDU Datenerfassungsprogramm

700660290 Kalibrierungszertifikat

700100419 E1 1mg-50g Gewichtssätze

700100420 E1 1mg-100g Gewichtssätze

700100421 E1 1mg-200g Gewichtssätze

700100026 E2 1mg-200g Gewichtssätze

700100207 E2 1g-200g Gewichtssätze

Nützliches Zubehör



AVT Antivibrationstisch

Ergonomisch gestaltet bietet das AVT eine solide, stabile Oberfläche, die speziell entwickelt wurde, um Vibrationen während der Messung zu verringern. Die Waage mit ausgeprägter Genauigkeit arbeitet — trotz Luftströmen oder Bewegungen, die dazu führen können, dass die Messwerte schwanken.



ABI-1 Ionisator

Der ABI-1 Ionisator neutralisiert statische Aufladung, die sich in nicht-leitenden Materialien wie Kunststoff, Glas, Keramik, Papier und Textilien sammelt.