



Luna精密天平的型号覆盖了广泛的量程和精度，能满足各类实验室的各种称重需求。Luna系列提供了更高的性能，速度更快，读数更精确。Luna将经久耐用的特点和高性能完美地结合在时尚设计中，配有LCD液晶显示屏，将结果在黑色背景上用24mm高的白色大数字显示出来。Luna还提供了多语言文本和显示功能，适合国际上使用。RS-232和USB接口使天平 and 电脑、打印机能快速连接，传输数据结果。为了能经受住实验室的粗糙使用，Luna设计时使用了方便清洁的ABS塑料外壳和经久耐用的304级不锈钢秤盘。

## 高雅、耐用、精确、高性能的完美结合



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 有多种语言选择
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 安全锁槽与选配锁，防丢失盗窃

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 净总称重

### 关于艾德姆

在过去的五十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

## 产品详情

型号	LPB 223e	LPB 423e	LPB 623e	LPB 823e	LPB 223i	LPB 423i	LPB 623i	LPB 823i	LTB 2602e	LTB 3602e	LTB 4602e	LTB 6002e	LTB 2602i	LTB 3602i	LTB 4602i	LTB 6002i	LBB 6001e	LBB 8001e	LBB 12001e	LBB 15001e
量程	220g	420g	620g	820g	220g	420g	620g	820g	2600g	3600g	4600g	6000g	2600g	3600g	4600g	6000g	6000g	8000g	12000g	15000g
精度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g
重复性 (S.D.)	0.0006g	0.001g	0.002g	0.001g	0.0006g	0.001g	0.002g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.2g	0.05g	0.05g	0.05g
线性误差	0.003g	0.004g	0.002g	0.002g	0.003g	0.004g	0.004g	0.002g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.03g	0.3g	0.2g	0.2g	0.2g
秤盘大小	120mm $\phi$								185 x 185mm											
称量单位	mg, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb.oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位								g, kg, ct, GN, N, dr, lb, oz, lb.oz, ozt, dwt, tl.T, tl.H, tl.S, T, 自定义单位			
稳定的时间 (秒)	3	4	2	2	3	4	2	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	2	2	2
接口	RS-232, USB																			
校准	外部校准				内部全自动校准、外部校准				外部校准				内部全自动校准、外部校准				外部校准			
显示	背光LCD与24mm高位数																			
电源	18VDC 830mA 适配器																			
工作温度	15° 到 35°C																			
外壳	ABS塑料																			
防风罩尺寸	称量室 192 x 195 x 115mm								不适用											
整体尺寸	224 x 374 x 219mm										224 x 374 x 95mm									
净重量	4.1kg	5.9kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg	4.5kg	6.3kg

## 配件

### 物料编号.....说明

- 104008036..... AVT 抗震台
- 1060015357..... 密度套件 (LPB)
- 3021210953..... 下称钩
- 3014016565..... USB 电缆
- 3012014260..... 使用中的湿盖 (LPB)
- 3012014259..... 使用中的湿盖 (LTB/LBB)
- 1129915779..... ATP2 热敏打印机
- 3014011014..... RS-232 电缆 M-F
- 700100046..... 安全锁和电缆
- 600002028..... AdamDU 数据收集程序
- 700660290..... 校准证书
- 700100410..... ABI-1 电离器
- 700100026..... OIML E2 — 1mg - 200g 重量组
- 700100207..... OIML E2 — 1g - 200g 重量组
- 700100028..... OIML F1 — 1mg - 200g 重量组
- 700100011..... OIML F1 — 1mg - 500g 重量组
- 700100027..... OIML F1 — 1g - 100g 重量组

## 重要配件



### AVT 抗震台

AVT 使天平在气流和振动的影响下仍能保持精确度。天平安装在 AVT 花岗岩表面的中间，使底座更加稳定，从而实现更高的精度。



### 安全锁

安全锁和电缆适用于天平和秤上的内置锁附件，可绕在物体上将天平固定到位。柔韧的钢缆不易被剪断，密码锁允许用户选择密码。



### Adam DU 数据采集软件

Adam DU 可同时快速收集多达八个 Adam 天平的信息。带有主命令窗口的界面简单易用，用户可以查看和管理数据采集会话。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。