




Con una construcción y funcionalidad robusta, la serie de básculas de salud MDW ofrecen una solución económica para las necesidades de los profesionales de la salud. La báscula cuenta con una batería interna recargable y ruedas para facilitar el transporte, así como una base de metal resistente y plataforma antideslizante. La báscula digital MDW 300L puede calcular las mediciones del índice de masa corporal (IMC), mientras que un estadímetro ajustable permite las lecturas claras y precisas de la altura. Otras características incluyen teclado de color, gran pantalla LED, y la interfaz RS-232 para la comunicación entre la balanza y un ordenador o impresora, para facilitar el registro y resultados.

Balanza de fácil operación, mide la altura y el peso



Características

- Función IMC (índice de masa corporal) disponible en el modelo MDW 300L
- El MDW 300L ofrece una interfaz RS-232 para una comunicación rápida con impresoras y computadoras
- Los modelos MDW 250L y MDW 300L cuentan con una función de retención para retener el peso en la pantalla
- Utilice el MDW 250L y el MDW 300L con el adaptador de CA incluido o la batería recargable
- Medidas de altura de 60cm a 212cm
- Las ruedas integradas permiten un movimiento fácil (no disponible en MDW 250L)
- Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula
- Estadímetro facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje
- Construcción de metal de la base y el pilar

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Básculas Médicas MDW

Modelo	MDW 250L	MDW 300L
Capacidad	550lb / 250kg	660lb / 300kg
Legibilidad	0.2lb / 0.1kg	0.1lb / 0.05kg
Repetibilidad (S.D.)	0.2lb / 0.1kg	0.2lb / 0.1kg
Linealidad (+/-)	0.2lb / 0.1kg	0.2lb / 0.1kg
Tamaño del plato	14.8"x10.8" / 375x275mm	
Unidades de medida	kg, lb	
Tiempo de estabilización (sec)	3	
Interfaz	No Disponible	RS-232
Índice de masa corporal (IMC)	No	Sí
Barra de estatura	Sí	
Calibración	Calibración Externa	
Pantalla	LED con dígitos 0.9" / 22mm de alto	
Alimentación de corriente	Batería Interna Recargable / Adaptador 12VDC 50/60Hz 500mA	
Temperatura de operación	5° a 40°C	
Dimensiones totales	21.1"x10.8"x37" / 535x275x940mm (aprox)	22.4"x10.8"x51.6" / 570x275x1310mm (aprox)
Peso Neto	33.1lb / 15kg	28.7lb / 13kg

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3014011014	Cable RS-232
3074010507	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156	Impresora térmica Adam ATP
3126011263	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
700660290	Certificado de Calibración

Accesorios Principales



Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

Suministrados por